



## ***Einfaches Materialmikroskop Set B-353MET***

# **OPTIKA**

M I C R O S C O P E S  
I T A L Y



**Günstiges Metall-Materialmikroskop-Set mit LED Beleuchtung**



# Einfaches Materialmikroskop Set B-353MET

## B-353MET Metallurgisches Mikroskop

Kopf:	Trinokular, 360° drehbar, 30°-Schrägeinblick;
Okular:	WF10x/20mm;
Revolver:	5-fach;
Objektive:	PLAN IOS 4x/0.10, 10x/0.25, 20x/0.40, 50x,0.70 (ohne Präparateschutz);
Vergrößerung:	40x, 100x, 200x, 500x;
Fokus:	Koaxiale Grob- und Feintrieb;
Objekttisch:	160x142mm Kreuztisch, 76x52mm X/Y-Bewegung;
Kondensator:	N.A. 1.25 mit Irisblende, fokussierbar;
Beleuchtung:	3,6W Weiße LED, Helligkeit einstellbar;

### Metallurgische Vorrichtung

Auflicht:	Hochleistung-weiße LED, Feld- und Aperturblende;
Filter:	blau, gelb und mattiert; Polarisator, Analysator;

M-301	WF10x/20mm Okular
M-302	WF16x/12mm Okular
M-303	WF10x/20mm mikrometrisches Okular
M-005	26x76 Mikrometrischer Objektträger. Range 1mm, Teilung 0.01mm
M-330	4x/0.10 IOS planachromatisches Objektiv
M-331	10x/0.25 IOS planachromatisches Objektiv
M-332	20x/0.40 IOS planachromatisches Objektiv
M-333	40x/0.65 IOS planachromatisches Objektiv
M-335	50x/0.7 IOS planachromatisches Objektiv (ohne Präparateschutz)
M-334	100x IOS planachromatisches Objektiv
M-365	Fototubus-Adapter für SRL Kameras
M-366	CCD Kamera Adapter
M-031	Staubabdeckung, Typ 3



**Günstiges Metall-Materialmikroskop-Set mit LED Beleuchtung**