


DimensionOne Software CAM-SOF-01 zu Mantis / Lynx



CAM-SOF-01 - DimensionOne™

Software zur Bemaßung und Beschriftung

DimensionOne™ ist eine neue Software um Bilder aufzunehmen, zu beschriften und zum Dimensionieren am Monitorbild. Sie eignet sich hervorragend für die Verwendung mit Mantis Elite-Cam und Lynx

DimensionOne™ ist ein exklusives Produkt von Vision Engineering. Sie ist nach Spezifikation und Entwicklungsvorgaben von Vision Engineering erstellt worden von den Machern der Mess-Software M2 und M3. DimensionOne™ bietet eine professionelle, mehrsprachige und kostengünstige Alternative für Anwender, die mikroskopische Bilder auf dem Monitor betrachten und mit Kommentaren oder Massen versehen wollen.





DimensionOne Software CAM-SOF-01 zu Mantis / Lynx



Über Touchscreen mit selbsterklärenden Icons ist die Software äußerst einfach und intuitiv zu bedienen. Sie bietet eine leistungsfähige Bilderfassung, Beschriftungsmöglichkeiten und die Dimensionierung über einfache Messwerkzeuge. Fehler, Abweichungen, Grate etc. können schnell markiert und mit Kommentar versehen werden. Schnelle Messungen von Entfernungen, Linien, Kreisen und Winkel werden von der Software unterstützt.

Die Teileausrichtung kann ebenfalls über Software erfolgen.

** DimensionOne™ benötigt ein PC-System mit Windows 7 (32 or 64 bit) und funktioniert mit allen Inspektionssystemen die mit „Direct Show-Driver“ kompatiblen Video Kameras ausgerüstet sind.*

SOF-01 DimensionOne™ Software wird geliefert auf einer Installations-CD (die auch interaktive Bedienungshinweise enthält), mit Dongle zur Freischaltung und Gridfolie für die Kalibrierung. Software- und Support-Dokumentation ist in Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch

