





Ryf Video HDMI Kamera R-HD-720-1001



HD Videokamera zum günstigen Preis auf die Mikroskopie und Makroskopie angepasst.

Anschliessen und Kamera einsetzen – so einfach ist es!

- 720 P HD Video
- HDMI Anschluss
- Kompakte Bauweise
- Fadenkreuz Ein- oder Ausblenden







Ryf Video HDMI Kamera R-HD-720-1001

**HD Videokamera zum günstigen Preis auf Makroskopie und Mikroskopie angepasst.
 Anschliessen und Kamera einsetzen – so einfach ist es!**


- **720 P HD Video**
- **HDMI Anschluss**
- **Kompakte Bauweise**
- **Fadenkreuz Ein- oder Ausblenden**

- 720 P HD Video
- 50 - 60 Bilder/sec.
- Auflösung Pixel aktiv 1280x720
- Chipgrösse 1/3", CCD
- 16:9 Format (keine Skalierung)
- SXGA CCD-Sensor (1280 x720) mit progressivem Scan
- Gute Empfindlichkeit und Farbtreue Wiedergabe
- HDMI Output Anschluss: DVI (digitale visuelle Schnittstelle)
- Kompakte Baumasse (40m x 40mm x 47mm)
- Lichtempfindlichkeit (bei 50% Videosignal) 5 Lux bei F1,2
- Objektiv- und Mikroskop Mount C-Mount
- Auf Wunsch durch uns Programmierbar: 28 abspeicherbare Profile (Systemkonfiguration, Bild, Helligkeit, Farbe)
- CCD-Sensor Sony ICX445AQA
- Pixelgröße 3,75 x 3,75 µm
- Eingangsspannung 12 VDC
- Zubehör: Steckernetzteil und auf Wunsch mit kabelgebundener Fernbedienung





Ryf Video HDMI Kamera R-HD-720-1001





Digitale High Definition HD Videokamera zum günstigen Preis auf Makroskopie und Mikroskope angepasst (CCD-basierte Kamera produziert ein wahres 16x9 HD-Bild mit 720 P bei 60 fps).

Passt, mit entsprechendem Adapter auf fast jedes Stereomikroskop Mess-mikroskop, Makroskop, Material- oder Biologie-mikroskop (jeweils mit Trinokularkopf).

Die sehr schnelle und kompakte Kamera kann an fast jeden Monitor, TV oder Beamer mit HDMI Anschluss direkt angeschlossen werden (ohne Computer!).

Anschliessen und Kamera einsetzen – so einfach ist es!





Ryf Video HDMI Kamera R-HD-720-1001



Ryf-Nummer	Beschreibung
R-HD-720-1001	Digitale High Definition HD Video-Farbkamera in HD 720 P Video Standard, HDMI Stecker, robuste Bauweise für die Makroskopie und Mikroskopie, kein PC erforderlich, kompatibel mit Monitoren mit HDMI Schnittstelle.
R-HD-720-1003	Kabelgebundene Fernbedienung für OSD-Menü zu R-HD-720-1001.
R-HD-720-1004	Stecker-Netzgerät 100-240VAC/12VDC mit Hohlstecker zu R-HD-720-1001.

www.ryfag.ch

