



Leica MS5 microscope binoculaire stéréoscopique



Leica MS5

Grossissement pas à pas 6.3x, 10x, 16x, 25x et 40x
(avec des oculaire 10x)

Pour les travaux répétés de recherche ou mesure d'objets sous des conditions absolument identiques et de même dimensions, le stéréo microscope Leica MS5 dispose de 5 positions fixe de grossissement parfaitement reproductibles.

Le stéréo microscope couvre toutes les applications de routine dans le grossissement avec son changeur de grossissement et ses 5 positions activables. Equipés au choix des objectifs achromatique, plan-achromatique ou planapochromatique, le Leica MS5 répondent à toutes les exigences.



Changeur optique avec 5 agrandissements fixe (0.63x, 1.0x, 1.6x, 2.5x, 4.0x)

Construction sur mesure

Les stéréo microscopes Leica MS5 montrent que l'avancée technologique de Leica se traduit par des solutions intelligentes et tournées vers les besoins de l'utilisateur. La modularité de ces stéréo microscopes (toutes les pièces sont disponibles en plusieurs versions) permet de construire son propre instrument.

Grâce à tous leurs accessoires, les stéréo microscopes Leica MS5 sont les plus modulables de leur catégorie.

Grossissement pas à pas avec 5 positions

Pour les travaux répétés de recherche, mesure, dessin ou photographie d'objets sous des conditions absolument identiques et de même dimensions, le stéréo microscope Leica MS5 dispose de 5 positions de grossissement parfaitement reproductibles. Equipés au choix des objectifs achromatique, plan-achromatique ou planapochromatique, le Leica MS5 répondent à toutes les exigences.



