



# Ryeco stereo-microscope ecoline RLAB-1



## Ryeco Ryf RLAB-1

- microscope stéréoscopique avec tête tournable
- tête binoculaire 45° agrandissement 2x et 4x (20x et 40x)
- lumière diascopique et episcopique
- avec plaque en verre et plaque n/b plexi



## Ryeco RLAB-1

- Rotating Head
- inclined frontally 45°
- 2x / 4x (= 20x & 40x)
- Incident and transmitted light
- stage Fitted with a black/white disc, and frosted glass disc

**\*ab/dés Fr. 470.00**

The Ryeco RLAB-1series can be considered as the entry-level of the Ryf AG education stereomicroscopes range. The model has been designed for the end users who need professional quality at low cost.

### Heads

Binoculars, rotating 360° and 45° inclined.

### Eyepieces

WF10x/20mm widefield eyepieces

### Dioptric compensation

Available using eyepiece holder tubes.

### Interpupillary distance

Adjustable between 51 and 75 mm.

### Focusing

Focus adjustment by means of a pair of knobs located on each side of the stand.

### Objectives

With 2x/4x increment objectives (= 20x/40x)

### Specimen stage

Specimen table fitted with a black/white disc, a frosted glass disc for transmitted light and specimen clamps.

### Illumination

Double illuminator for incident and transmitted light fitted with two 12V/10W halogen bulbs. Fitted with brightness control. 230V/50Hz power supply.



\*Preis in CHF inklusive Binokularkopf, Stativ, Trieb und Dia/Epi-Beleuchtung, ohne MWSt.

\*Prix en CHF incl. Porte optique, statif, porte tube à crémaillère et éclairages dia/epi, sans TVA

	Optional accessories
RST-001	WF5x/22mm eyepiece pair
RST-002	WF10x/20mm eyepiece pair
RST-003	WF15x/15mm eyepiece pair
RST-004	WF20x/13mm eyepiece pair
RST-005	WF10x/20 mm micrometric eyepiece
RST-023	Additional 0,5x lens
RST-024	Additional 1,5x lens



# Ryeco stereo-microscope ecoline RLAB-1



## Ryeco Ryf RLAB-1

- Stereomikroskop mit drehbarem Kopf
- 45° Binokularkopf
- 2x und 4x (20x und 40x)
- Auflicht und Durchlicht
- Mit grosser Glasplatte und s/w Plexi Platte

## Ryeco RLAB-1

- Testata girevole 360°
- Inclinazione a 45°
- 2x / 4x (20x & 40x)
- Incidente e trasmessa
- Piano portapreparati di disco bianco /nero di contrasto e disco in vetro smerigliato per luce trasmessa



**\*ab/dés Fr. 470.00**

La serie Ryf Ryeco RLAB-1 è il punto di partenza nella categoria di strumenti di livello professionale. Disegnati in particolare per tutti quelli utenti che pur necessitando una qualità di gamma professionale, non dispongono di budget molto elevati.

### Testate

Binoculari, inclinate a 45° e ruotanti a 360°.

### Compensazione diottrica

Regolazione effettuabile sui tutti due i tubi porta oculari.

### Distanza interpupillare

Regolazione della distanza interpupillare (tra 51 e 75 mm).

### Piano portapreparati

Di serie dotati di disco bianco/nero di contrasto e disco in vetro smerigliato per luce trasmessa. Con pinzette ferma preparato.

### Oculari

Coppia di oculari WF10x/20mm

### Messa a fuoco

Regolazione della messa a fuoco mediante coppia di manopole poste su entrambi i lati dello stativo.

### Obiettivi

RLAB-1 obiettivo di tipo 20x + 40x in grandimenti.

### Illuminatore

Doppio illuminatore per luce incidente e trasmessa dotato di due lampade alogene da 12V/10W. Regolazione dell'intensità luminosa posta nella base dello strumento.



Accessori Opzionali	
RST-001	Coppia di oculari WF5x/22mm
RST-002	Coppia di oculari WF10x/20mm
RST-003	Coppia di oculari WF15x/15mm
RST-004	Coppia di oculari WF20x/13mm
RST-005	Oculare micrometrico WF10x/20 mm
RST-023	Lente addizionale 0,5x
RST-024	Lente addizionale 1,5x