

Zoom Stereo Mikroskop RSMZ-140b / RSMZ-144b Trinokular microscopes binoculaire zoom RSMZ-140b / RSMZ-144b trinoculaire



**Das Zoom 7x – 45x
 für Preisbewusste
 nur Fr. *948.00 mit Auf-
 und Durchlicht!**

**le zoom 7x–45x
 pour petit budget
 seulement Fr. *948.00
 avec éclairage Epi/Dia!**



*Preis in CHF inklusive Binokularkopf RSMZ-140b, Stativ mit Auf- und Durchlicht, Trieb, ohne MWSt. (in der Schweiz montiert mit CH Garantie)

*Prix en CHF incl. Porte optique RSMZ-140b, statif avec éclairage épiscopique et diascope, porte tube à crémaillère, sans TVA Suisse (montage Suisse, garantie Suisse)

Zoom Stereomikroskop Ryeco RSMZ-140b/144b mit integrierter Beleuchtung

Dieses preisgünstige Zoom Stereo-Mikroskop weist einen Zoom Bereich von 1:6.4 auf und kann bis zu einer Vergrößerung von 180x erweitert werden.

Zur Grundausrüstung des modular aufgebauten Zoom Stereomikroskopes RSMZ-140b gehören:

- Stativ mit Glasplatte, Auf- und Durchlicht, Regelbar, geschliffener Stahlsäule, Klemmring und Präzisionstriebkasten
- Optikträger mit eingebautem und parfokalem Zoomobjektiv
- Binokulartuben mit einstellbarem Augenabstand und Dioptrien
- Okularpaar WF 10x mit Augenmuscheln

Zoom microscope stéréoscopiques Ryeco RSMZ-140b/144b avec éclairage intégré

Ce zoom microscope stéréoscopiques pour petit budget a un objectif zoom de 1:6.4 et il peut être complété pour des grossissements jusqu'au 180x.

Inclus dans l'équipement standard de notre microscopes RSMZ-140b:

- Statif avec plaque en verre, éclairage épiscopique et diascope, colonne et porte tube avec mouvement de précision
- Porte optique avec objectif zoom parfocal.
- Tête binoculaire avec réglage individuel de l'écartement pupillaire et dioptries
- Paires d'oculaire WF 10x avec œillères

Zoom Stereo Mikroskop RSMZ-140b / RSMZ-144b Trinokular microscopes binoculaire zoom RSMZ-140b / RSMZ-144b trinoculaire




Zoom Stereomikroskop Ryeco RSMZ-140b / RSMZ-144b Trino:

Das RSMZ-140b ist mit einem stufenlosen Zoomobjektiv mit parfokaler Optik von 1 : 6.4 ausgestattet. Das Stereomikroskop ist ausbaubar von 7x bis 180x, je nach Anwendung. Die Arbeitsdistanz beträgt 45mm mit einer 1,5x Vorsatzlinse bis 165mm mit einer 0,5x Vorsatzlinse. Die Binokulartuben sind mit individueller Augendistanzeinstellung, sowie Dioptrieeinstellung ausgestattet. Zur Grundausstattung gehören ein eingebautes Zoom Objektiv, Stativ mit Glasplatte, Halogen Auf- und Durchlicht 10W 12V, Clips und Stahlsäule.



Microscope stéréoscopique zoom Ryeco RSMZ-140b / RSMZ-144b trino:

Le microscope RSMZ-140b est équipé d'un objectif zoom avec une plage de 1 : 6.4 (ratio 1:6.4, parfocal). Le microscope binoculaire peut être complété pour des grossissements de 6x jusqu'à 120x. La distance de travail est de 45mm avec une lentille additionnel de 1,5x jusqu'au 165mm avec une lentille additionnel de 0,5x. Le tête binoculaire avec réglage individuel de l'écartement pupillaire et les dioptries. Est inclus dans l'équipement standard: un objectif zoom, statif avec plaque en verre, éclairage halogene diascopique et épiscopique 10W/12V. clips et colonne.



	Vorsatzobjektive <i>Objectifs additionnel</i>	Arbeitsabstand <i>Distance de travail:</i>		Okulare: <i>Oculaires:</i>	Trino: RSMZ-144b
RST-085	0,5 x	165 mm	RST-081	WF10x/23 (Standard)	no. RST-090:
RST-091	0,75 x	105 mm			CCD TV camera adapter c-mount
ohne / sans	1,0x	100mm	RST-082	WF15x/13	für/pour Coolpix/CCD
RST-086	1,5x	45mm	RST-083	WF20x/13	
RST-087	2x	48mm	RST-084	FK-WF10x	