

Okularloses Digital Mikroskop RyEcoCam FHD



Okularloses Digital Mikroskop RyEcoCam FHD

RyEcoCam HD Digitalmikroskop

Okularloses, kompaktes Video Zoom System in HDMI Qualität mit **sehr gutem Preis/ Leistungsverhältnis**. Full HD Livebilder in 1080P und 60 B/Sek.

Einfache Bedienung /Steuerungen über Maus:

- Fotoaufnahmen
- Videoaufnahmen
- HDMI Ausgang (Beamer, grosser FHD Monitor)
- Schnelle Bildspeicherung (USB Stick)
- Fadenkreuz einblendbar

Zoomsystem (optisch):

Vergrösserungsbereich 9.3x bis 114.3x (optional möglich: 18x – 440x)

Arbeitsdistanz Standard: AA=100mm (optional, gegen Aufpreis, AA=198mm)

LED Beleuchtungssystem:

Kreisförmig eingebaute LED-Beleuchtung (144 LED), stufenlos regelbar, für schattenfreie Ausleuchtung

Full HD Kamera:


- HDMI, 2MP
- Auflösung 1920x1080 P
- Sensor Sony 1/2. 86" // Pixelgrösse 2.75 x2.75um
- Bild Rate 60 Bilder/Sek. (rascher Bildaufbau)
- Bildspeicherung über USB Port / USB Stick

LCD Bildschirm:

- 12" LCD, Farbmonitor, 1080 P (grössere Bildschirme à 15" und à 24" gegen Aufpreis möglich)

Ryeco by Ryf → mit Swiss Garantie

www.ryfag.ch



Okularloses Digital Mikroskop RyEcoCam FHD



