

## Microscope numérique sans oculaires RyEcoCam FHD



# Microscope numérique sans oculaires RyEcoCam FHD

## RyEcoCam microscope digital sans oculaires

Système de vidéo numérique compact en qualité Full HD (HDMI 1080P) avec un rapport de prix / qualité excellente et avec 30/60 images /sec.

### Simple à utiliser /ergonomique et avec souris:

- d'acquisition d'images
- d'acquisition vidéo
- Sortie HDMI (sur beamer ou grande écran FHD)
- sauf garde les images très rapide sur le stick USB
- Fils en croix pilotable par le souris

### Objective zoom (optique):

Agrandissement optique de 9.3x à 114.3x (sur demande 18x-440x)  
Distance de travail standard = 100mm (sur demande. 198mm)

### Éclairage LED:

Éclairage annulaire LED à 144 LEDs, réglable


### Full HD Kamera:

- Interface HDMI, 2MP
- Résolution: 1920x1080 P
- Capteur Sony 1/2. 86" // Taille des pixels 2.75 x 2.75um
- FFP 60 images /sec. (capture image très rapide)
- Enregistrement avec USB Port / USB Stick

### Écran LCD:

- Écran 1080P couleur LCD à 12" (sur demande à 15" ou 24" possible)

**Ryeco by Ryf → avec „garantie Swiss“**  
[www.ryfag.ch](http://www.ryfag.ch)




## *Microscope numérique sans oculaires RyEcoCam FHD*



# Microscope numérique sans oculaires RyEcoCam FHD

## Dimensions:



SAP No. de commande: .....  
"Ryf Swiss Warranty Package"  
[www.ryfag.ch](http://www.ryfag.ch)