


# SAP Liste Ryf Zubehör

3/2016

# Liste SAP accessoires Ryf



Bestell Nr. no. cmde	Model:	(Alles aus eigener Produktion!!)	
230100.1	<b>RMS-Ryeco</b>	Low Cost- Mini Schraubstock Ryeco, Swiss Made!	<i>Low-cost étai de précision mini Ryeco, Swiss made !</i>
230100	<b>RMS1</b>	Mini Schraubstock Ryf	<i>étai de précision mini Ryf</i>
230110	<b>RMS2</b>	Midi Schraubstock	<i>étai de précision midi Ryf</i>
230120	<b>RMS3</b>	Mini Schraubstock Ryf mit magnetischem Kugelkopf und Fuss	<i>étai de précision mini Ryf avec porte-pièce à rotule magnétique et pied</i>
230101	Backen / mors	Kunststoff Ersatzbacken zu Mini RMS1/3	<i>Mors en plastic pour RMS1 et RMS3</i>
230102	Backen / mors	Stahl Ersatzbacken zu Mini RMS1/3	<i>Mors en acier pour RMS1 et RMS3</i>
230130	<b>BRK</b>	Kugelmagnethalter	<i>Porte-pièce magnétique à rotule</i>
230135	<b>Rodico</b>	Kittmasse für Kugelmagnethalter Ryf BRK	<i>Produit de nettoyage pour porte-pièce magnétique Ryf BRK</i>
230140	<b>BRR</b>	Magnethalter aus Kunststoff mit Drehmagnet	<i>Manchon magnétique/aimant avec vis réglable</i>
230150	<b>BRI</b>	Teilehalter mit Glaszange bis Ø 2mm	<i>Porte-pièce à rotule avec bec en plexi jusqu'à Ø 2mm</i>
230151	<b>BRI-S</b>	Teilehalter Ryf BRI mit drehbarer Inox Metallzange und mit 3x90° Anschlag	<i>Porte-pièce Ryf BRI à rotule avec pince en acier inox et avec butée 3x90°</i>
230155	<b>BRI-G</b>	Ersatzglaszange, paar zu BRI / BRF bis Ø 2mm	<i>Bec d'échange en plexi (pair) p. BRI/BRF jusqu'à Ø 2mm</i>
230160	<b>BRI-I k</b>	Ersatz Zange, paar standard Version aus Inox für BRI / BRF bis Ø 2mm	<i>Bec d'échange, version standard en INOX, (pair) pour BRI / BRF jusqu'à Ø 2mm</i>
230165	<b>BRI-I</b>	Ersatz Zange, paar lange Version aus Inox für BRI / BRF bis Ø 3mm	<i>Bec d'échange, version longue en INOX, (pair) pour BRI / BRF jusqu'à Ø 3mm</i>
230166	<b>BRF</b>	Teilehalter mit Glaszange und magnetischem Kugelkopf und Fuss	<i>Porte-pièce à rotule avec bec en plexi et porte-pièce à rotule magnétique avec pied</i>
230167	<b>BRF-S</b>	Teilehalter mit Stahlbacken (Inox), auf Magnetständer mit Kugelkopf.	<i>Porte-pièce avec bec en acier inox, sur support magnétique</i>
230170	<b>BRZ</b>	Teilehalter, drehbar für Mini Schaublin Zange P10	<i>Porte-pièce pour mini pince Schaublin P10</i>
230180	<b>BRX-1</b>	Teilehalter für Schnellspannzange Schaublin W20. Genaue, Drehbare Positionierung je 15°	<i>porte-pièce pour pince Schaublin W20. Positionnements à click-stop 15°</i>
230190	<b>BRX-2</b>	Teilehalter und Teilapparat BRX-2 für Schnellspannzange Schaublin W20, genaue, Drehbare Positionierung von 24x15°	<i>porte-pièce et appareil diviseur BRX-2 pour pince Schaublin W20. Positionnements à click-stop 24x15°</i>
230200	<b>RPP-1</b>	Verstellbares Plexiprisma	<i>Prisme ajustable en plexi</i>
230210	<b>RLL-1</b>	Lochlehre mit 12 Bohrungen	<i>Passage à trous avec 12 Ø différents</i>
230220	<b>RZSS-25</b>	Präzisions Zentrier-Spitzenstapport	<i>Support de pointes de centrage de précision, basculant</i>
230225	<b>RZSS-25G</b>	Präzisions Zentrier-Spitzenstapport, Version mit grosser Grundplatte	<i>Support de pointes de centrage de précision, basculant, avec grande pied</i>
230250.1	<b>RK-16b/ BA1</b>	Präz. Rundlaufkontrollgerät mit Backen-Höhenverstellung <b>silver</b>	<i>Système de contrôle mal-rond de précision avec mors réglable en hauteur <b>silver</b></i>
230260.1	<b>RK-16b/BA2</b>	Präz. Rundlaufkontrollgerät mit Backen-Höhenverstellung <b>weiss</b>	<i>Système de contrôle mal-rond de précision avec mors réglable en hauteur <b>Blanc</b></i>
230270.1	<b>RK-16b BA3</b>	Präz. Rundlaufkontrollgerät mit Backen-Höhenverstellung <b>black coating</b>	<i>Système de contrôle mal-rond de précision avec mors réglable en hauteur <b>Black coating</b></i>
230320.1	<b>RKT-1</b>	Ryf Kugeltisch mit Acrylplatte s/w und Rutschfeste Folie grün, 1mm Ø 90mm	<i>Platine hémisphérique port-objet Ryf pour orientation angulaire de l'échantillon, livrée avec plaque n/b et 1 x revêtements anti-glisse vert, Ø 90mm</i>
230196	<b>BRP-15</b>	Präzisionshalter mit drehbarer Positionierung mit Präzisionsmikrozange BRP-10	<i>Support tournant indexé avec micropince de précision BRP-10</i>
230195	<b>BRP-10</b>	Präzisionsmikrozange	<i>Micropince de précision</i>

Ryf Zubehör / accessoires Ryf


230255	<b>BA1 Backen/ mors RK16/b</b>	Ersatz-Keramikbacken mit 2 V's, weiss	<i>Mors en céramique avec 2 „vees“, blanc</i>	
230265	<b>BA2 Backen/ mors RK16/b</b>	Ersatz-Keramikbacken mit 3 V's, weiss	<i>Mors en céramique avec 3 „vees“, blanc</i>	
230275	<b>BA3 Backen/ mors RK16/b</b>	Ersatz-Keramikbacken mit 3 V's und black coating (schwarz)	<i>Mors en céramique avec 3 „vees“ et black coating (traitement surface en noir)</i>	
230285	<b>BA3 Backen/ mors RK16/b</b>	Ersatz-Keramikbacken mit 3 V's und silver coating (Silberfarbig)	<i>Mors en céramique avec 3 „vees“ et silver coating (traitement surface en argent)</i>	
<b>600920</b>	<b>Antriebssaitte / Courroie</b>	20 Stk. Antriebssaitte NBR zu RK16b	<i>Courroie à transmission NBR pour RK-16b (20 pcs)</i>	

Messtische Ryf RMT / table de mesure Ryf RMT

Bestell Nr. no. cmde	Model:			
280110	<b>RMT2-50</b>	Messtisch 50x50 oder 25x25mm mit 4xM5 Gewindelöcher	<i>Table de mesure 50x50 ou 25 x 25 mm avec 4 trous de fixation (M5)</i>	
RMM28.7010	<b>RT-2</b>	<b>Rundtisch:</b> drehbarer Rundtisch zu RMM28 / RMT50 aus Alu	<i><b>Table tournante:</b> table tournante pour RMM28 / RMT50 en alu</i>	
280120	RZ 150	Dreh- und Zentriertisch 360° zu RMT1 und RMT2 (ohne Glaseinsatz)	<i>Table rotatif 360° et de centrage pour RMT1 et RMT2 (sans verre)</i>	
RMM28.4003	Tesa	Tesa Spindel Micromaster mit LED Digitalanzeige für RMT Tisch 0 –30mm	<i>Tesa tambour Micromaster 0 –30mm avec affichage LED pour table RMT</i>	
RMM28.4005	Sylvac	Sylvac Spindel S246 mit LED Anzeige für 50x50mm Tisch, 0 –50mm	<i>Sylvac tambour 0 –50mm S246 avec affichage LED pour table 50x50mm</i>	
RMM28.4004	164-161	Mitutoyo Spindel mit LED Anzeige für 50x50mm Tisch, 0 –50mm	<i>Mitutoyo tambour 0 –50mm no. 164 161 avec affichage LED pour table 50x50mm</i>	
RMM28.4006	151-224	Mitutoyo Mechanische Messspindel mit 25mm Verfahrweg für Messtisch RMT	<i>Tambour mecanique Mitutoyo, no. 151-224, course = 25mm pour table de mesure RMT</i>	
	<b>RMFK</b>	Diverse Fadenkreuz-Strichplatten zu Okular	<i>Réticule divers avec fils en croix pour oculaire</i>	
	<b>Adapter:</b>	Für alle gängigen Stative auf Anfrage	<i>Adapation pour nos statifs sur demande</i>	

**NEW // Ryf Zubehör Gelenkstativ zu mini LCD / accessoires Ryf pour écran mini LCD:**

231374	<b>GS-374</b>	Gelenkstativ schwarz, Länge 374mm zu Mini LCD R-HD Monitor 10" (Swiss Made)	<i>Bras articulé noir, longueur 374mm pour mini écran R-HD LCD 8 (swiss made)</i>	
231100	<b>STS-100</b>	Stahlsockel Ø 100mm, 3x M6, 1.2 kg, zu Gelenkstativ GS-374	<i>Pied lourd Ø 100mm, 3x M6, 1.2 kg pour bras articulé noir GS-374</i>	
231150	<b>STS-150</b>	Stahlsockel Ø 150mm, M8, 2.2kg, zu Gelenkstativ GS-374	<i>Pied lourd pour écran Ø 150mm, M8, 2.2kg pour bras articulé noir GS-374</i>	

**Adapter zu Fiberbeleuchtungen / LED-Beleuchtungen****Adaptations pour éclairages à fibres optiques et éclairages LED**

Bestell Nr. no. commande	Zubehör RLQ :	Ringbeleuchtung Ryf RL50:	Ecl. annulaire Ryf RL50
240100	RSA-1	Adapter für SZ51/61, SZ,SD,SF, Ryeco RSMZ140/144, RSZ-45 und SMZ445 (RL 50) Gewinde Ø 48mm	Bague pour SZ51/61, SZ, SD, SF, Ryeco RSMZ140, RSZ-45, Ø48mm, pour RL50
240109		NKL-Ring zu Nikon 445, alu, schwarz eloxiert	Bague pour Nikon DMZ445, alu éloxé noir
240110	RSA-2	Adapter für Nikon SMZ645/660/745, Ø 55mm, für RL 50	Bague pour Nikon SMZ 645/660/745, Ø 55mm, pour RL50
		<b>LED-Ringlicht</b>	<b>Eclairage annulaire LED</b>
210130	RSA-3	RSA-3, Adapter M48 für Olympus SZ 51/61, Nikon SMZ445 und Ryeco RSZ-45 (LED od. RLV, Ø 66)	RSA-3, Bague pour Olympus SZ 51/61, Nikon SMZ445 et Ryeco RSZ-45 (LED ou RLV, Ø 66)
210140	RSA-4	RSA-4, Adapter für Nikon SMZ645/660, SMZ745, SMZ800(N), SMZ1000, SMZ1270 (LED Ø 66)	RSA-4, Bague d'adaptation pour SMZ645/660, SMZ745, SMZ800(N), SMZ1000, SMZ1270 (LED Ø 66)
210200	RSA-ZW	Kunststoff Zwischenring 66-60mm	Bague en plastique intermédiaire 66-60mm
210201	RSA-ZW1	Zwischenring zu LRA/S, 66 LED Ringlicht zu SZ-Serie mit Vorsatzlinse (66/50)	Bague interm. pour LRA/S., 66LED écl. annulaire pour série SZ avec lentille additionnelle (66/50).
210202	RSA-ZW2	Zwischenring zu LRA/S, 66 LED Ringlicht zu SMZ445 mit Vorsatzlinse (Ø 66 / 52 mm)	Bague intermédiaire pour LRA/S., 66LED écl. annulaire pour SMZ445 avec lentille additionnelle (Ø 66 / 52 mm)
210203		RS-LED Diffusionsfilter für LED Licht LRAS-66/40	RS-LED Filtre diffuseur pour lumière LED annulaire LRAS-66/40
210204		RS-LED Diffusionsfilter für LED Licht LRAS-66/80 (10032)	RS-LED Filtre diffuseur pour lumière LED annulaire LRAS-66/80 (10032)
210205.1	RSA-ZW3	Zwischenring für Ø66/58mm für LRA/S 66 LED Ringlicht zu Leica S4 und S6,	anneau intermédiaire (66/58mm) pour LRA/S, 66 LED lumière circulaire sur objectif Leica S4 et S6
210206	RSA-ZW4	RSA-ZW4 Zwischenring 66/60 zu LRA/S 66 (geht auch zu SMZ745 mit Vorsatzlinse =zusätzl. Stiftschrauben)	bague d'adaptation 66/60 pour LRA/S 66

Ryf AG, Grenchen &amp; Commugny, 3/2016, Änderungen vorbehalten / sous réserve de modification

