



Inverses Materialmikroskop Set XDS-3MET

OPTIKA

M I C R O S C O P E S
I T A L Y



Günstiges Inverses Materialmikroskop-Set mit 50 Watt Beleuchtung



Inverses Materialmikroskop Set XDS-3MET

XDS-3MET Metallurgisches Inverses Mikroskop

Kopf:	Trinokular, 360° drehbar, 30°-Schrägeinblick;
Oculari:	WF 10x/22mm;
Revolver:	5-fach;
Objektive:	LWD PLAN IOS MET (ohne Präparateschutz) IOS 5x/0.14, 10x/0.25, 20x/0.40, 50x/0.70 ;
Vergrößerung:	50x, 100x, 200x, 500x;
Fokus:	Koaxiale Grob- und Feintrieb;
Objekttisch:	250x230mm Kreuztisch, 114x81mm X/Y-Bewegung, Koaxiale Kontrolle;
Beleuchtung:	12V/50W Halogenlampe. Zentrierbare Lampe und Helligkeit einstellbar;
Filter:	Blau, gelb und mattiert; Polarisator, Analysator.

M-625	EWF10x/22mm Okular
M-601	WF15x/16mm Okular
M-602	EWF10x/22mm mikrometrisches Okular
M-005	26x76 Mikrometrischer Objektträger. Range 1mm, Teilung 0.01mm
M-735	LWD 5x/0.14 IOS planachromatisches Objektiv (ohne Präparateschutz)
M-736	LWD 10x/0.25 IOS planachromatisches Objektiv (ohne Präparateschutz)
M-737	LWD 20x/0.40 IOS planachromatisches Objektiv (ohne Präparateschutz)
M-738	LWD 50x/0.70 IOS planachromatisches Objektiv (ohne Präparateschutz)
M-739	LWD 80x/0.80 IOS planachromatisches Objektiv (ohne Präparateschutz)
M-619	Fototubus-Adapter für SRL Kameras
M-699	Fototubus-Adapter für Digitalkameras DIGI
M-789	CCD Kamera Adapter
M-622	12V/50W Halogenlampe
M-036	Staubabdeckung, Typ 7



Günstiges Inverses Materialmikroskop-Set mit 50 Watt Beleuchtung