

Bierbrauerei Set: Zeiss Mikroskop Axio Lab A1

Bier Brauer Set mit Trino Kopf und Ph Objektive:

- **Mikroskopstativ Axio Lab.A1**
Objektivrevolver 5x Hellfeld, Durchlicht beleuchtung Halogen, Tisch- und Kondensorträger, Kreuztisch 75x30 R mit Hartbeschichtung, Tischplatte 210 x 145 mm, untenliegende verdeckte X-Führung, Trieb, rechts 135 mm (um 15 mm ausziehbar) mit Friktionseinstellung, Objekthalter für Einhand-Bedienung mit Federhebel links, CH Netzkabel
- **Halogen 12V/35W**
- **Phasen Kondensator** 0,9/ Hellfeld, D, Ph1, Ph2, Ph3 und Dunkelfeld /Darkfield
- **Kontraststeigerndes Blaufilter** Ø=32x2 mm
- **Binokular-Foto-Tubus (Trinokopf) 30°/20 (50:50)**
Okular PL 16x, Augenmuschel
- **Staubschutzhülle**
- **Objektive:** Objektiv A-Plan 10x/0,25 Ph,1 Objektiv A-Plan 40x/0,65 Ph2, Objektiv A-Plan 63x/0.8,Ph3



Axio Lab A1 Bio-Med. Anwendungen:

- Bakteriologie
- Botanik
- Dermatologie
- Genetik
- Green FL Protein
- Gynäkologie
- Hämatologie
- Histologie
- Immunologie
- Pathologie
- Pharmakologie
- Physiologie
- Toxikologie
- Urologie
- Zellbiologie
- Zytologie

⇒ Preise in CHF ab CHF 5'400.00 / Lieferzeit 5- 6 Wochen www.ryfag.ch Ryf AG 2017

⇒ Ryf SAP Nr. 119889