

## Set brasserie: Zeiss Microscope Axio Lab A1

### Kit Zeiss-Ryf pour brasserie avec tête trino et objectifs:

- **Statif microscope Axio Lab. A1**  
révolver 5- objectifs on emplacements, fond clair, Eclairage à transmission halogène, porte-pièce pour table et condenseur, table à mouvement croisé 75x30 R avec surface eloxal dur. Platine de table 210 x 145 mm, réglage X- caché à droite 135mm (15 mm réglable en hauteur) avec réglage de la friction, porte-objet avec manivelle pour une main, située à gauche, câble réseau CH
- **Lampe halogène 12V/35W**
- **Condenseur:** 0,9/ fond clair / PH1 / PH2 / PH3 / fond noir
- **Filtre bleu pour augmenter le contraste** Ø=32x2 mm
- **Tube binoculaire photo 30, 20 mm** (tête trino)
- **Oculaires PL 16x, Œillères**
- **Housse de protection**
- **Objectifs;** A-Plan 10x/0,25 phase de contraste, A-Plan 40x/0,65 phase de contraste, A-Plan 63x/0,8, Ph3.



#### Axio Lab A1 domaines d'emploi:

- bactériologie
- botanique
- dermatologie
- génétique
- gynécologie
- Green Fluorescence Protein
- hématologie
- histologie
- immunologie
- pathologie
- pharmacologie
- physiologie
- toxicologie
- urologie
- cellulaire-biologie
- cytologie

⇒ Dès CHF5'400.00 sans TVA.

Délai de livraison: 4-6 semaines

Ryf SAP Nr. 119889