

## **Dunkelfeld Set: Zeiss Mikroskop Axio Lab A1 & Fototubus**

### **Dunkelfeld Set mit Objektive 10x / 100x:**

- **Mikroskopstativ Axio Lab.A1**  
Objektivrevolver 5x Hellfeld, Durchlichtbeleuchtung Halogen, Tisch- und Kondensorträger, Kreuztisch 75x30 R mit Hartbeschichtung, Tischplatte 210 x 145 mm, untenliegende verdeckte X-Führung, Trieb, rechts 135 mm (um 15 mm ausziehbar) mit Friktionseinstellung, Objekthalter für Einhand-Bedienung mit Federhebel links, CH Netzkabel
- **Halogen 12V/35W**
- **Ultra Kondensator 1.2/ 1.4 (0.75-1.0x) Dunkelfeld /Darkfield**
- **Binokular-Foto-Tubus (Trinokopf) 30°/20 (50:50)**  
Okular PL 10x/20 Br. Augenmuschel
- **Staubschutzhülle**
- **Objektive:** Objektiv A-Plan 10x/0,25 Ph1, Objektiv N-Achro Plan 100x/1.25 Oel und Irisblende.
- **Kamera als Option möglich**



#### **Axio Lab A1 Bio-Med. Anwendungen:**

- Bakteriologie
- Botanik
- Dermatologie
- Genetik
- Green Fluorescence Protein
- Gynäkologie
- Hämatologie
- Histologie
- Immunologie
- Kriminaltechnische Untersuchung
- Pathologie
- Pharmakologie
- Physiologie
- Toxikologie
- Urologie
- Zellbiologie
- Zytologie

⇒ **ab 6'600.00CHF exkl. MWST (ohne Installation, Schulung oder Versandkosten)**  
Lieferzeit 4- 6 Wochen [www.ryfag.ch](http://www.ryfag.ch) Ryf AG 2017 **Ryf SAP Nr. 119875**