

Set Fond noir: Zeiss Microscope Axio Lab A1 & tube photo

Kit Fond noir avec objectifs on emplacements 10x / 100x:

- **Statif microscope Axio Lab. A1**
révolver 5-objectifs en emplacements, fond clair, Eclairage à transmission halogène, porte-pièce pour table et condenseur, table à mouvement croisé 75x30 R avec surface eloxal dur. Platine de table 210 x 145 mm, réglage X- caché à droite 135mm (15 mm réglable en hauteur) avec réglage de la friction, porte-objet avec manivelle pour une main, située à gauche, câble réseau CH
- **Lampe halogène 12V/35W**
- **Ultra condenseur: 1.2/ 1.4 (0.75-1.0x) fond noir (Darkfield)**
- **Tube binoculaire photo 30, 20 mm (tête trino)**
- **Oculaires PL 10x/20 Br., Œillères**
- **Housse de protection**
- **Objectifs;** A-Plan 10x/0,25 phase de contraste, Objectif N-Archro plan 100x/1.25 huile et Diaphragm
- **Camé** in



Axio Lab A1 domaines d'emploi:

- bactériologie
- botanique
- dermatologie
- génétique
- gynécologie
- Green Fluorescence Protein
- hématologie
- histologie
- immunologie
- pathologie
- pharmacologie
- physiologie
- toxicologie
- urologie
- cellulaire-biologie
- cytologie

⇒ Dès CHF 6'600.00 sans TVA (hors installation, formation et sans frais de transport).

Délai de livraison: 4-6 semaines

Ryf SAP Nr. 119875