

## Gynäkologie Set: Zeiss Mikroskop Axio Lab A1 Ph / Bino

### Zeiss-Ryf Gynäkologie Set mit 10xPh, 20xPh 40xPh & 100x Oel:

- **Mikroskopstativ Axio Lab.A1**  
Objektivrevolver 5x Hellfeld, Durchlichtbeleuchtung Halogen, Tisch- und Kondensorträger, Kreuztisch 75x30 R mit Hartbeschichtung, Tischplatte 210 x 145 mm, untenliegende verdeckte X-Führung, Trieb, rechts 135 mm (um 15 mm ausziehbar) mit Friktionseinstellung, Objekthalter für Einhand-Bedienung mit Federhebel links, CH Netzkabel
- **Halogen 12V/35W**
- **Kondensor 0,9/ 1,25 H, D, Ph1, Ph2, Ph3**
- **Diopter d= 30mm**
- **Kontraststeigerndes Blaufilter d=32x2 mm**
- **Binokular-Tubus 30°/20 (50:50)**  
Okular PL 10x/20 Br. Augenmuschel
- **Staubschutzhülle**
- **Objektive:** Objektiv A-Plan 10x/0,25 Ph1, Objektiv A-Plan 20x/0,25 Ph2, Objektiv A-Plan 40x/0,65 Ph2, Objektiv A-Plan 100x/1.25 Oel.



#### Axio Lab A1 Bio-Med. Anwendungen:

- Bakteriologie
- Botanik
- Dermatologie
- Genetik
- Green Fluorescence Protein
- Gynäkologie
- Hämatologie
- Histologie
- Immunologie
- Kriminaltechnische Untersuchung
- Pathologie
- Pharmakologie
- Physiologie
- Toxikologie
- Urologie
- Zellbiologie
- Zytologie

⇒ ab 4'900.00CHF exkl. MWST (ohne Installation, Schulung oder Versandkosten)  
Lieferzeit 4- 6 Wochen [www.ryfag.ch](http://www.ryfag.ch) Ryf AG 2017 **Ryf SAP Nr. 119887**