

Gynäkologie Set: Zeiss Mikroskop Axio Lab A1 (einfach)

Einfaches Zeiss-Ryf Gynäkologie Set mit 5x, 10x & 40x:

- **Mikroskopstativ Axio Lab.A1**
Objektivrevolver 5x Hellfeld, Durchlichtbeleuchtung Halogen, Tisch- und Kondensorträger, Kreuztisch 75x30 R mit Hartbeschichtung, Tischplatte 210 x 145 mm, untenliegende verdeckte X-Führung, Trieb, rechts 135 mm (um 15 mm ausziehbar) mit Friktionseinstellung, Objekthalter für Einhand-Bedienung mit Federhebel links, CH Netzkabel
- **Halogen 12V/35W**
- **Kondensor 0,9/ 1,25 H, D, Ph1, Ph2, Ph3**
- **Diopter d = 30mm**
- **Kontraststeigerndes Blaufilter d=32x2 mm**
- **Binokular-Tubus 30°/20 (50:50)**
Okular PL 10x/20 Br. Augenmuschel
- **Staubschutzhülle**
- **Objektive:** Objektiv A-Plan 5x/0,12 , Objektiv A-Plan 10x/0,25 Ph1, Objektiv A-Plan 40x/0,65 Ph2.



Axio Lab A1 Bio-Med. Anwendungen:

- Bakteriologie
- Botanik
- Dermatologie
- Genetik
- Green Fluorescence Protein
- Gynäkologie
- Hämatologie
- Histologie
- Immunologie
- Kriminaltechnische Untersuchung
- Pathologie
- Pharmakologie
- Physiologie
- Toxikologie
- Urologie
- Zellbiologie
- Zytologie

⇒ **ab 4'200.00CHF exkl. MWST (ohne Installation, Schulung oder Versandkosten)**
Lieferzeit 5- 6 Wochen www.ryfag.ch Ryf AG 2017 **Ryf SAP Nr. 119874**