

Set gynécologie: Zeiss Microscope Axio Lab A1 Ph / Bino

Kit gynécologie Zeiss-Ryf avec contraste de phase 10xPh, 20xPh 40xPh & 100x huile:

- **Statif microscope Axio Lab. A1**
révolver 5-objectifs on emplacements, fond clair, Eclairage à transmission halogène, porte-pièce pour table et condenseur, table à mouvement croisé 75x30 R avec surface eloxal dur. Platine de table 210 x 145 mm, réglage X- caché à droite 135mm (15 mm réglable en hauteur) avec réglage de la friction, porte-objet avec manivelle pour une main, située à gauche, câble réseau CH
- **Halogène 12V/35W**
- **Condenseur:** NA 0,9/ fond clair
- **Dioptre d= 30mm**
- **Filtre bleu pour augmenter le contraste d=32x2 mm**
- **tube binoculaire photo 30, 20 mm**
- **Oculaires PL 10x/20 Br. Œillères**
- **Housse de protection**
- **Objectifs:** A-Plan 10x/0,25 Ph1, A-Plan 20x/0,25 Ph2, A-Plan 40x/0,65 Ph2, A-Plan 100x/1.25 huile.



Axio Lab A1 domaines d'emploi:

- bactériologie
- botanique
- dermatologie
- génétique
- gynécologie
- Green Fluorescence Protein
- hématologie
- histologie
- immunologie
- pathologie
- pharmacologie
- physiologie
- toxicologie
- urologie
- cellulaire-biologie
- cytologie

⇒ Dès CHF 4'900.00 sans TVA. (hors installation, formation et sans frais de transport)
Délai de livraison: 4-6 semaines N° SAP : 119887