

## Set gynécologie: Zeiss Microscope Axio Lab A1 Ph & caméra

### Kit gynécologie avec objectifs Ph, caméra et logiciel:

- **Statif microscope Axio Lab. A1**  
révolver 5-objectifs on emplacements, fond clair, Eclairage à transmission halogène ou LED, porte-pièce pour table et condenseur, table à mouvement croisé 75x30 R avec surface eloxal dur. Platine de table 210 x 145 mm, réglage X- caché à droite 135mm (15 mm réglable en hauteur) avec réglage de la friction, porte-objet avec manivelle pour une main, située à gauche, câble réseau CH
- **Lampe LED 3 X 2 Watt**, lumière du jour
- **Condenseur:** NA 0,9/ fond clair / PH1 / PH2 / PH3 / fond noir
- **Dioptre d= 30mm**
- **Tube binoculaire photo 30, 20 mm**
- **Oculaires PL 10x/20 Br. Œillères**
- **Housse de protection**
- **Objectifs:** Objectif A-Plan 10x/0,25 Ph1, Objectif A-Plan 20x/0,25 Ph2, Objectif A-Plan 40x/0,65 Ph2, Objectif A-Plan 100x/1.25 huile, (AA= 0.22mm).
- C-mount adaptateur caméra 0,5x pour Axio Lab.A1
- Caméra système Zeiss AxioCam 105 couleur

### Caméra système Zeiss AxioCam 105 couleur :

- incl. logiciel
- USB 3.0 PCIe x1 Interface
- USB 3.0 câble de connections 3,0 m
- Sensor: CMOS Color Sensor
- Chiffre pixel: 2560 (H) x 1920 (V) = 5 Mega Pixel
- Dimension:: 2,2 µm x 2,2 µm
- Dimension capteur: 5,70 mm x 4,28 mm, soit 1/2.5" (diagonale 7,1 mm)
- ("ROI"): Digitalisation: 3 x 8 Bit / Pixel
- Temps d'intégration: 100 µs bis 2 s
- Interface (Caméra): USB 3.0 Micro-B
- Interface (PC / Carte): USB 3.0 Standard A Spectre: ca. 400 bis 650 nm
- Filtre IR,, C-Mount (Adaptateur 0,5x recommandé)
- Dimensions, poids : env 2,9 cm x 2,9 cm x 4,76 cm / env. 50 g
- Alimentation par USB 3.0 max. 1,7 W (5 V, 0,34 A)
- Système minimal Windows 7 / 64 bit



#### Axio Lab A1 domaine d'emploi:

- bactériologie
- botanique
- dermatologie
- génétique
- gynécologie
- Green Fluorescence Protein
- hématologie
- histologie
- immunologie
- pathologie
- pharmacologie
- physiologie
- toxicologie
- urologie
- cellulaire-biologie
- cytologie

⇒ **Dès CHF 7'900.00 sans TVA. (hors installation, formation et sans frais de transport)**

Délai de livraison: 4-6 semaines

Ryf SAP Nr. 119888