

## Set gynécologie: Zeiss Microscope Axio Lab A1 (simple)

### Kit simple Zeiss-Ryf avec 5x, 10x & 40x:

- **Statif microscope Axio Lab. A1**  
révolver 5 objectifs on emplacements, fond clair, Eclairage à transmission halogène, porte-pièce pour table et condenseur, table à mouvement croisé 75x30 R avec surface eloxal dur. Platine de table 210 x 145 mm, réglage X- caché à droite 135mm (15 mm réglable en hauteur) avec réglage de la friction, porte-objet avec manivelle pour une main, située à gauche, câble réseau CH
- **Halogène 12V/35W**
- **Condenseur 0,9/ 1,25 H, D, Ph1, Ph2, Ph3**
- **Dioptré d = 30mm**
- **Filtre bleu pour augmenter le contraste d=32x2 mm**
- **Tube binoculaire photo 30, 20 mm, (50:50)**
- **Oculaires PL 10x/20 Br. Œillères**
- **Housse de protection**
- **Objectifs;** A-Plan 5x/0,12, Objectif A-Plan 10x/0,25



#### Axio Lab A1 domains d'emploi:

- bactériologie
- botanique
- dermatologie
- génétique
- gynécologie
- Green Fluorescence Protein
- hématologie
- histologie
- immunologie
- pathologie
- pharmacologie
- physiologie
- toxicologie
- urologie
- cellulaire-biologie
- cytologie

⇒ Dès CHF 4'200.00 sans TVA. (hors installation, formation et sans frais de transport)  
Délai de livraison: 5-6 semaines

N° SAP : 119874