

## **Histologie Set: Zeiss Mikroskop Axio Lab A1** *Trino + Kamera*

### **Komplettes Zeiss-Ryf Set:**

- **Mikroskopstativ Axio Lab.A1**  
Objektivrevolver 5x Hellfeld, Durchlichtbeleuchtung Halogen, Tisch- und Kondensorträger, Kreuztisch 75x30 R mit Hartbeschichtung, Tischplatte 210 x 145 mm, untenliegende verdeckte X-Führung, Trieb, rechts 135 mm (um 15 mm ausziehbar) mit Friktionseinstellung, Objekthalter für Einhand-Bedienung mit Federhebel links, CH Netzkabel
- **LED-Lampe 3x2W**, Tageslicht
- **Kondensor 0,9/** Hellfeld
- **Kontraststeigerndes Blaufilter d=32x2 mm**
- **Binokularer Foto-Tubus 30°/20**  
Okular PL 10x/20 Br. Augenmuschel
- **Staubschutzhülle**
- **Objektive:** Objektiv A-Plan 5x/0,12, Objektiv A-Plan 10x/0,25, Objektiv A-Plan 20x/0,45, Objektiv A-Plan 40x/0,65, Objektiv A-Plan 63x/0,8
- **C-Mount Kamera Adapter 0,5x**



### **Kamerasystem Zeiss Axiocam 105 color**

- inkl. Treiber-Software
- USB 3.0 PCIe x1 Interface
- USB 3.0 Verbindungskabel 3,0 m
- Sensor: CMOS Color Sensor
- Anzahl der Pixel: 2560 (H) x 1920 (V) = 5 Mega Pixel
- Pixelgröße: 2,2 µm x 2,2 µm
- Chipgröße: 5,70 mm x 4,28 mm, entspricht 1/2.5" (Diagonale 7,1 mm)
- Auslesen von Sensorteilbereichen ("ROI"): Frei definierbar / Digitalisierung: 3 x 8 Bit / Pixel
- Integrationszeit: 100 µs bis 2 s
- Interface (Kamera): USB 3.0 Micro-B
- Interface (PC / Karte): USB 3.0 Standard A Spektralbereich: ca. 400 bis 650 nm
- Größe / Gewicht: ca. 2,9 cm x 2,9 cm x 4,76 cm / ca. 50 g
- Stromversorgung: über USB 3.0 Schnittstelle, max. 1,7 W (5 V, 0,34 A)
- Unterstützte Betriebssysteme: ab Windows 7 / 64 bit

⇒ **ab 7'800.00CHF exkl. MWST (ohne Installation, Schulung oder Versandkosten)**  
Lieferzeit 4- 6 Wochen [www.ryfag.ch](http://www.ryfag.ch) Ryf AG 2017 **Ryf SAP Nr. 119891**