

Tête super ERGO nomique pour Leica M-Serie



Super-ERGO 180° !

Tête super ERGOnomique pour Leica M-Serie



Tête binoculaire ergonomique Super ERGO P-RERGO 0° à 180° pour Leica M50, M60 et M80 :

Cette tête binoculaire extrêmement inclinable permet un réglage de 0° à 180°. L'écartement entre les yeux se règle de manière très précise au moyen d'une échelle graduée à l'aide du bouton de réglage à gauche ou à droite.
No. art. SAP MNB53R180L (avec oculaires 10x).

..... les oculaires sont disponibles en 10x ou 12.5x

Oculaires 12.5x: super application avec l'objectif 0.8x de Leica avec des oculaires Ryeco 12.5x et une distance de travail de 114 mm, permettant de revenir au grossissement d'origine avec une distance de travail supérieure (M50 et M60 : 7.5x-40x et le M80 = 7.5x – 60x)!

Avec l'objectif 0.63x de Leica, une grande distance de travail de 148mm : 5x – 31.5x et le M80 = 6x – 47x
No. Art. SAP MNB53R180.12L (avec oculaires 12.5x).

Aussi disponible pour les anciens Leica, comme les: MS5 / M6 / M7.5 / M12.5, ou les anciens séries M de Wild, Heerbrugg.