

Kaltlichtquelle LQ LED S

Kompakte und leichte Kaltlichtquelle mit LED Technologie. Stufenlose Helligkeitsregelung mit separatem Ein/Aus Schalter. Helligkeit entspricht einer 80 Watt Halogen-Lichtquelle. Keine Geräusche und Vibrationen. Kein Lampenwechsel und niedrige Betriebskosten.



Beschreibung	Werte
Abmessungen (BxTxH)	90 x 135 x 60 mm
Gewicht	0,65 kg (standard) / 1,1 kg (solid)
Kühlung	Konvektion
Umgebungstemperatur	+ 0 ... + 32 °C
Relative Luftfeuchte	30 – 70 %
Lichtstrom am Lichtleiterausgang (Ø 6mm Lichtleiter)	200 Lumen
Farbtemperatur	ca. 6'000 K
Max. ausgeleuchteter Lichtleiter	Ø 7 mm
Lichtregulierung	Elektronisch
LED Lebensdauer	≥ 50'000 h
Farbwiedergabeindex	75
Betriebsspannung	100-240 V~ / 50-60 Hz
Leistungsaufnahme	max. 15 W
Schutzklasse	III
Konformität	CE / RoHS

- Zubehör
 - Umbau Kit zu LQ LED S solid
- LQ LED S solid, Geeignet für selbsttragende Lichtleiter mit zusätzlichem Gewicht für gute Standfestigkeit
- LQ LED S mounting, für den Einbau in bestehende Geräte oder Systeme

