

## Microscope numérique compact sans oculaire RyEcoCam FHD

R-FHD-2000-1001



## Microscope numérique compact sans oculaire RyEcoCam FHD

### RyEcoCam microscope digital sans oculaire

Système de vidéo numérique compact en qualité Full HD (HDMI 1080P) avec un rapport qualité/prix excellente et avec 30/60 images /sec.

### Simple à utiliser /ergonomique et avec souris

- Acquisition d'images
- Sauvegarde des images très rapide sur clé USB\*
- Fils en croix pilotable par la souris

### Objectif zoom (optique):

- Agrandissement optique de 11x à 78x (écran 12")
- Distance de travail = 100mm
- FOV (champ de vision) = 22.5x 12.5mm

### Éclairage LED:

- Éclairage annulaire LED à 144 LED , réglable

### Caméra Full HD :

- Interface HDMI, 2MP
- Résolution: 1920x1080 P
- Capteur Sony 1/2.86" // Taille des pixel 2.75 x2.75um
- FFP 60 Images /sec. (capture image très rapide)
- Enregistrement avec port USB sur clé USB\*


### Écran LCD:

- Écran 12 pouce, 1080P, HDMI, couleur LCD

**Ryeco by Ryf → avec „garantie Swiss“**

[www.ryfag.ch](http://www.ryfag.ch)

(\*clé USB seulement sans boîtier métallique)



**Microscope numérique compact sans oculaire RyEcoCam FHD**



