

Stéréo microscopes pour élèves **LAB10 / LAB20**

ryeco
microscopes
+ swiss quality



ryf ag
ryf swisservice
+ Repair & Service-Center www.ryfag.ch

**Stéréo microscopes pour élèves avec éclairage LED
réglable à un prix raisonnable**



Stéréo microscopes pour élèves LAB10 / LAB20

La série Ryeco LAB peut être considérée comme l'entrée de gamme des stéréo microscopes pour les écoles. Les deux modèles ont été créés pour les utilisateurs qui ont besoin d'une qualité professionnelle à un prix raisonnable.

Systeme optique:

Oculaires grand champ WF10x/20mm ; **LAB10** avec deux objectifs 2x /4x (avec oculaire 10x = 20x et 40x)
LAB20 avec un objectif zoom de 0.7x à 4.5x (avec oculaire WF10x = 7x à 45x). Il est possible d'augmenter le grossissement en utilisant des lentilles additionnelles et d'autres oculaires.

Platine:

Platine équipée d'un disque en verre dépoli pour la transmission de la lumière et deux valets de fixation.

Mise au point: Mise au point par deux boutons de commandes situés de chaque côté du statif.

Tête binoculaire:

Tête binoculaire, rotative sur 360°, inclinée à 45°.
Distance inter pupillaire réglable de 51 à 75mm.
Oculaire WF 10x/20mm

Eclairages LED:

Eclairage LED épiscopique et diascopique réglable en intensité. L'angle de l'éclairage épiscopique peut être ajusté
Alimentation : 230V/50Hz. Cable d'alimentation CH inclus.



Stéréo microscopes pour élèves LAB10 / LAB20

SERIE Ryeco LAB10 / LAB20 - Caractéristiques techniques

Modèles	Tête	Objectifs	Distance de travail	Eclairage
LAB10	Binoculaire	2x – 4x agrandissement fixe avec tourelle	80 mm	Double – incident et transmis. Eclairage LED, réglable, de haute qualité.
LAB20	Binoculaire	Zoom continu de 0,7x ... 4,5x	85 mm	Double – incident et transmis. Eclairage LED réglable, de haute qualité.

Revolver/tourelle
20x ou 40x

LAB10



Zoom
7x – 45x

LAB20



Stéréo microscopes pour élèves LAB10 / LAB20

SERIE Ryeco LAB10 / LAB20 - Accessoires



- ST-401 Oculaires (paire) WF10x/20mm
- ST-402 Oculaires (paire) WF15x-15 mm
- ST-403 Oculaires (paire) WF20x/10 mm
- ST-005 Oculaire micrométrique WF 10x
- ST-410 Lentille additionnelle 0,5x pour LAB 2 (d.t. 170 mm)
- ST-411 Lentille additionnelle 1,5x pour LAB 2 (d.t. 42 mm)
- ST-415 Œillères (paire), type 1
- ST-417 Platine en plastique semi-transparente
- ST-029 Housse de protection, type 12

Swiss guarantee & service

www.ryfag.ch

