

Kit de statif universel Ryeco pour petits microscopes stéréo

Ryeco RSZ-STL1H

ryeco
microscopes
+ swiss quality



Ryeco Trépied universel simple RSZ-STLH avec l'éclairage annulaire Ryf NKL-12 LED
(Le support de tête à crémaillère doit être commandé séparément sous le numéro 235520)

Kit de statif universel Ryeco pour petits microscopes stéréo



Trépied universel compact Ryeco avec support de tête avec un très bon rapport qualité/prix :

Trépied universel d'entrée de gamme à prix avantageux pour divers stéréomicroscopes tels que Ryeco RSZ-45(T), Nikon SMZ 445 / SMZ 745 (T), Leica S9, Zeiss 305 / 508 ainsi que Olympus SZ51 / SZ61(T).

Ce trépied universel simple, adapté à l'industrie, en kit avec commande de mise au point no. 235120 n'a pas d'éclairage intégré, mais peut être complété par les éclairages annulaires LED les plus courants comme le Ryf RL4b, le NKL-12 LED ou la variante la plus économique le CL-16.1.

Selon le modèle, un RGL-4 ou un adaptateur est nécessaire.

Le socle est fabriqué en acier et peint. Les deux tiges de la colonne sont également en acier et chromées.

L'ensemble du trépied est vendu en kit avec un support de tête avec entraînement à crémaillère.

L'ensemble du porte tube à crémaillère est fabriqué en aluminium et laqué en blanc / gris (tous deux d'origine asiatique).



Dimensions : Plaque de base = 230x230 / Colonne = Ø 32mmx380mm / Bras horizontal = 430mm

Ryeco Swiss Warranty & Service Package & Final Assembly

SAP numéro de commande : RSZ-STL1H

SAP numéro de commande : 235520